

Кроличыи Поликлональные Антитела Против Aqp3 Для Вестерн-Блоттинга, Иф (Клетки), Ифа - Q92482

Артикул: CM0029804

введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против человеческого AQP3, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB), ИФ (клетки) (IF-P) и ИФА (ELISA). Перекрестная реакция с мышью и крысой. Нацелены на аквапорин-3, необходимый для транспорта глицерина, воды и H2O2 в исследованиях эпителия и кожи.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	AQP3 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	GIL; AQP-3; AQP3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	360
GeneID	360
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 178-292 человеческого AQP3 (NP_004916.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q92482
Молекулярный вес белка	32кДа
Доставка	Сумка со льдом