

Кроличья Поликлональная Антитело К Aqr9 Для Вб, If-P, Ihc-P, Ифа — O43315

Артикул: CM0025049

введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого AQP9, валидирована для ВБ, IF-P, ИHC-P, ИФА. Обладает перекрестной реактивностью с мышью. Для исследований транспорта глицерина/воды, глюконеогенеза в печени и токсичности мышьяка. — O43315

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья поликлональная антитело к AQP9
Примечания/синонимы	SSC1, AQP-9, T17287, HsT17287, AQP9
Вид	Человек
GeneID (человек)	366
GeneID	366
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 211-295 человеческого AQP9 (NP_066190.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, IF-P, ИHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	O43315
Молекулярная масса белка	31 кДа
Доставка	Холодовой пакет