

Поликлональное Антитело Кролика Против Aqr Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - O60306

Артикул: CM0027331



введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на РНК-хеликазу аквариус (AQR/IBP160). Подходит для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА на образцах человека, мыши, крысы. Это антитело идеально для изучения сплайсинга пре-мРНК, биогенеза snoRNP и активности РНК-хеликазы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против AQR (AQR Rabbit pAb)
Примечания/Альтернативные названия	IBP160; fSAP164; AQR
Вид	Человек
GeneID (Человек)	9716
GeneID	9716
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 400-700 белка AQR человека (NP_055506.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия в парафиновых срезах (ИНС-Р), Иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O60306
Молекулярная масса белка	171 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом