

Кроличья Поликлональная Антитело Против Аквапорина-1 (Aqp1) Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф (If), Игх (Ihc) И Ифа (Elisa) - P29972

Артикул: CM0021322



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого Аквапорина-1 (AQP1), валидированное для WB, IF-P, IHC-P и ELISA. Реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения водных каналов и транспорта.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Аквапорин-1 (AQP1) Кроличья pAb
Примечания/Псевдоним	CO; CHIP28; AQP-CHIP; Аквапорин-1 (AQP1)
Вид	Человек
GeneID (Человек)	358
GeneID	358
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 200-269 человеческого Аквапорина-1 (AQP1) (NP_932766.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P29972
Молекулярный вес белка	29кДа
Доставка	Сумка со льдом