

Поликлональное Кроличье Антитело К Аквапорину-10 (Aqp10) Для Вб И Ифа - Q96Ps8

Артикул: CM0029817



введение

Высококачественное поликлональное кроличье антитело к человеческому аквапорину-10 (AQP10). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, реагирует с белком человека и мыши. Обнаруживает полосу размером ~32 кДа; подходит для исследований транспорта глицерина и метаболических процессов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Описание
Название продукта	Кроличье пАб к AQP10
Примечания/Альсы	AQPA_HUMAN; AQP10
Вид	Человек
ID гена (человек)	89872
ID гена	89872
Иммуноген	Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 209-301 человеческого AQP10 (NP_536354.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q96PS8
Молекулярная масса белка	32 кДа
Доставка	Холодовая упаковка