

Кроличыи Поликлональные Антитела К Аквапорину-3 (Aqp3) Для Игх (Ihc-P), Ифа - Q92482

Артикул: CM0026505

введение

Кроличыи поликлональные антитела против человеческого аквапорина-3 (AQP3), валидированные для ИГХ (ИНС-Р) и ИФА. Обнаруживают гликозилированный белок массой 32 кДа, участвующий в транспорте глицерина/воды; подходят для исследований биомаркеров кожи и почек.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	AQP3 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	GIL; AQP-3; AQP3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	360
GeneID	360
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 193-292 человеческого AQP3 (NP_004916.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ИГХ (ИНС-Р), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q92482
Молекулярный вес белка	32kDa
Доставка	Сумка со льдом