

Кроличье Моноклональное Антитело Против Аквапорина-4 (Aqp4) Для Вестерн-Блоттинга - P55087

Артикул: CM0002138



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело против аквапорина-4 (AQP4) для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции на замороженных (IF-F) и парафиновых (IF-P) срезах, иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и ИФА. Перекрёстно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально для изучения водного гомеостаза мозга, глимфатического транспорта и клиренса бета-амилоида.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против аквапорина-4 (AQP4)
Примечания/Альтернативные названия	MIWC; WCH4; hAQP4; Аквапорин-4 (AQP4)
Вид	Человек
GeneID (человек)	361
GeneID	361
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 256-323 белка аквапорина-4 (AQP4) человека (NP_001641.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция на замороженных (IF-F) и парафиновых (IF-P) срезах, иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), ИФА (ELISA)
Перекрёстная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P55087
Молекулярная масса белка	32 кДа / 34 кДа
Условия доставки	В термосумке со льдом