

## Кроличыи Поликлональные Антитела К Anti-Aquaporin-4 (Aqp4) Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф (If-P), Игх (Ihc-P), Ифа (Elisa) - P55087

Артикул: CM0027664



### введение

Кроличыи поликлональные антитела против человеческого Аквапорина-4 (AQP4), валидированные для WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Нацелены на ключевой мозговой водный канал, участвующий в глимфатическом клиренсе и водном гомеостазе мозга.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Aquaporin-4 (AQP4) Rabbit pAb                                                                                                                                            |
| Примечания/Псевдоним      | MIWC; WCH4; hAQP4; Aquaporin-4 (AQP4)                                                                                                                                    |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                                                  |
| GeneID (человек)          | 361                                                                                                                                                                      |
| GeneID                    | 361                                                                                                                                                                      |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 256-323 человеческого Аквапорина-4 (AQP4) (NP_001641.1). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                                                   |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                                                                  |
| Применение                | WB, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                                                                                   |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                                                     |
| SWISS                     | P55087                                                                                                                                                                   |
| Молекулярный вес белка    | 35кДа                                                                                                                                                                    |
| Доставка                  | С ледяным пакетом                                                                                                                                                        |