

Кроличья Поликлональная Антитело Против Аквапорина-8 (Aqp8) Для Вб, Иф/Икк, Ифа — 094778

Артикул: CM0028816

введение

Кроличье поликлональное антитело против AQP8, валидированное для ВБ, ИФ/ИКК, ИФА; перекрестно реагирует с человеческим, мышинным и крысиным белком. Идеально подходит для изучения транспорта воды и пероксида водорода аквапорином-8, секреции желчи и функции митохондрий. Предсказанная молекулярная масса ~27 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	AQP8 кроличья пкАб
Примечания/Синонимы	AQP-8; AQP8
Вид	Человек
ID гена (человек)	343
ID гена	343
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 100-200 человеческого AQP8 (NP_001160.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	094778
Молекулярная масса белка	27 кДа
Доставка	Холодильный пакет