

Поликлональные Антитела Против Araf Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Ицх (If/Icc), Ифа (Elisa) - P10398

Артикул: CM0018735



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого ARAF, валидированные для WB, IF/ICC и ELISA. Подходят для обнаружения ARAF в образцах человека, мыши и крысы. Идеальны для исследований митогенной сигнализации и миогенной дифференцировки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ARAF Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	PKS2; A-RAF; ARAF1; RAFA1; ARAF
Вид	Человек
GeneID (Человек)	369
GeneID	369
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 371-606 человеческого ARAF (NP_001645.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P10398
Молекулярный вес белка	68кДа
Доставка	С ледяным пакетом