


Поликлональное Антитело Anti-Arap1 Для Wb, If/Icc, Elisa - Q96P48

Артикул: CM0015887



введение

Поликлональное кроличье антитело, нацеленное на человеческий ARAP1, валидированное для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ELISA. Выявляет ARAP1 мыши и крысы. Подходит для исследований актинового цитоскелета и мембранного транспорта.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к ARAP1
Примечания/синоним	CENTD2; cnt-d2; ARAP1
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	116985
Идентификатор гена	116985
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 834-1133 человеческого ARAP1 (NP_001128662.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	Q96P48
Молекулярная масса белка	162 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом