

Кроличья Поликлональная Антитело К Anti-Arc (Harc/Arg3.1) Для Wb, Ифа - Q7Lc44

Артикул: CM0030389



введение

Высокоаффинная кроличья поликлональная антитело к человеческому ARC/Arg3.1, валидированная для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживает ARC человека и мыши; идеально подходит для исследований синаптической пластичности и нейробиологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	Кроличья поликлональная антитела к ARC
Примечания/Альтернативные названия	hArc; Arg3.1; ARC
Вид	Человек
ID гена (человек)	23237
ID гена	23237
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-220 человеческого ARC (NP_056008.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q7LC44
Молекулярная масса белка	45 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом