

Анти-Arcn1 Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, If/Icc, Elisa - P48444

Артикул: CM0024374

введение

Поликлональные антитела кролика к дельта-субъединице коатомера (ARCN1) для применений WB, IF/ICC, ELISA. Валидированы на человеке, мыши, крысе. Часть комплекса коатомера, участвующего в транспорте от аппарата Гольджи к ЭПР.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ARCN1 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	COPD; SSMG; SRMMD; ARCN1
Вид	Человек
GeneID (человек)	372
GeneID	372
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 212-511 человеческого ARCN1 (NP_001646.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P48444
Молекулярный вес белка	57кДа
Доставка	Сумка со льдом