


Поликлональные Антитела Против Arf1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P84077

Артикул: CM0028731



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого фактора АДФ-рибозилирования 1 (ARF1, P84077). Валидированы для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA); перекрестная реакция с мышью и крысой. Подходят для исследований транспорта в аппарате Гольджи, синаптической пластичности и взаимодействий «хозяин-патоген».

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ARF1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	PVNH8; ARF1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	375
GeneID	375
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 100-181 человеческого ARF1 (P84077).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P84077
Молекулярный вес белка	21кДа
Доставка	Сухой лед