


Моноклональное Антитело Кролика Anti-Arf1 Для Wb, If/Icc, Elisa — P84077

Артикул: CM0008017



введение

МкАт кролика к ARF1 для вестерн-блоттинга, IF/ICC и ELISA. Валидировано для человека, мыши и крысы. Мишень — фактор 1 рибозилирования АДФ, малая ГТФаза, играющая ключевую роль в транспорте белков и функционировании аппарата Гольджи.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	МкАт кролика к ARF1
Примечания/псевдоним	PVNH8; ARF1
Вид	Человек
ID гена (человек)	375
ID гена	375
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 70-150 человеческого ARF1 (P84077).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P84077
Молекулярная масса белка	21 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом