


## Поликлональное Антитело Кролика Против Arf1 Для Вб, Ифа - P84077

Артикул: CM0024098



### введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика против ARF1, валидированное для вестерн-блотирования и ИФА. Обнаруживает ARF1 человека, мыши и крысы. Подходит для исследований траффика Гольджи, синаптической пластичности и активации токсина холеры.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                      |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | ARF1 Rabbit pAb                                                                                                               |
| Примечания/Альтернативные названия | PVNH8; ARF1                                                                                                                   |
| Вид                                | Человек                                                                                                                       |
| ID гена (человек)                  | 375                                                                                                                           |
| ID гена                            | 375                                                                                                                           |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-181 ARF1 человека (NP_001649.1). |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                        |
| Категория                          | Поликлональные антитела                                                                                                       |
| Применение                         | ВБ, ИФА                                                                                                                       |
| Перекрестная реактивность          | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                          |
| SWISS                              | P84077                                                                                                                        |
| Молекулярная масса белка           | 21 кДа                                                                                                                        |
| Доставка                           | Холодопак                                                                                                                     |