

Поликлональное Антитело Кролика Против Arf12 (Arf12 Oryza Sativa) - Arf12

Артикул: CM0018999

введение

Поликлональное антитело кролика против ARF12 выявляет ARF12 Oryza sativa (Q0J951, 91 кДа). Подходит для ВБ и ИФА. Валидировано для риса, это поликлональное антитело идеально подходит для растительных исследований и изучения ауксиновой сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против ARF12
Примечания/Алиасы	ARF8; ARF12; OsARF8; OsJ_16583
Вид	Oryza sativa
ID гена	4337363
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 710-818 ARF12 Oryza sativa (Q0J951)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (ВБ), ИФА
Перекрестная реактивность	Oryza sativa
Молекулярная масса белка	91 кДа
Доставка	С охлаждающим элементом