


Поликлональные Антитела Против Arf4 Для Wb, If/Icc, Elisa - P18085

Артикул: CM0028620



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого ARF4 (ADP-ribosylation factor 4), валидированные для WB, IF/ICC и ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Использование в исследованиях траффинга в аппарате Гольджи и цилиогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ARF4 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	ARF2; ARF4
Вид	Человек
ID гена (Человек)	378
ID гена	378
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-180 человеческого ARF4 (NP_001651.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P18085
Молекулярный вес белка	21кДа
Доставка	Сумка со льдом