


Анти-Arf5 (Валидировано Нокаутом) Кроличья Поликлональная Антитела Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P84085

Артикул: CM0024118



введение

Кроличьи поликлональные антитела против ARF5, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА на образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходят для изучения ADP-рибозилирующего фактора 5 в трафике Гольджи, сигналинге mTORC1 и контроле качества лизосом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано нокаутом] ARF5 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	ARF5; F5
Вид	Человек
GeneID (человек)	381
GeneID	381
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-180 человеческого ARF5 (NP_001653.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P84085
Молекулярная масса белка	21 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом