

Моноклональное Антитело Против Arf5 Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции/Ицх, Elisa - P84085

Артикул: CM0010122



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого ARF5, валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции и ELISA. Перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Подходит для изучения трафика в аппарате Гольджи и сигнальных путей mTOR.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ARF5 Rabbit mAb
Примечания/Альтернативные названия	ARF5; ADP-рибозилирующий фактор 5
Вид	Человек
ID гена (Человек)	381
ID гена	381
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 81-180 человеческого ARF5 (P84085).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/ИЦХ (IF/ICC), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P84085
Молекулярная масса белка	21 кДа
Условия доставки	В термоконтейнере со льдом