

Поликлональное Антитело К Arf5 Кролика Для Вб, Ифа - P84085

Артикул: CM0028662



введение

Кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого ARF5. Валидировано для вестерн-блота (ВБ) и ИФА. Обнаруживает эндогенный ARF5 в пробах человека, мыши и крысы. Подходит для исследований траффика Гольджи, сигнализации mTORC1 и контроля качества лизосом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ARF5 кроличье пАт
Примечания/Альяс	ARF5
Вид	Человек
GeneID	381
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-180 человеческого ARF5 (NP_001653.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P84085
Молекулярная масса белка	21 кДа
Доставка	Холодильный пакет