

Моноклональное Антитело Против Arf6 Для Вб, Ифа — P62330

Артикул: CM0003153



введение

Кроличье моноклональное антитело против ARF6, валидированное для вестерн-блотирования и ИФА, перекрестно реагирующее с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения ГТФазы ARF6 в процессах эндоцитного рециклинга, динамики цитоскелета и нейроразвития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ARF6 кроличье мАнт
Примечания/псевдонимы	ARF6; АДФ-рибозилирующий фактор 6
Вид	Человек
ID гена (человек)	382
ID гена	382
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 76-175 человеческого ARF6 (P62330).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P62330
Молекулярная масса белка	20 кДа
Доставка	Холодопак