

Поликлональные Антитела Против Arf6 Для Wb, If/Icc, Elisa - P62330

Артикул: CM0014576



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого ARF6 (P62330), валидированные для WB, IF/ICC и ELISA. Распознают ARF6 человека, мыши и крысы; подходят для изучения мембранного транспорта и динамики цитоскелета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ARF6 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	ARF6
Вид	Человек
ID гена (Человек)	382
ID гена	382
Иммуноген	Рекомбинантный белок: Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-175 человеческого ARF6 (NP_001654.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P62330
Молекулярный вес белка	20кДа
Доставка	Сумка со льдом