

Кроличья Поликлональная Антитело Против Arfgap1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q8N6T3

Артикул: CM0026369



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против ARFGAP1, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживает ARFGAP1 человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований мембранного транспорта и динамики аппарата Гольджи.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ARFGAP1 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	ARF1GAP; HRHFB2281; ARFGAP1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	55738
GeneID	55738
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-220 человеческого ARFGAP1 (NP_001268411.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8N6T3
Молекулярный вес белка	45 кДа
Доставка	Сумка со льдом