


Кроличья Поликлональная Антитела Против Arfgap2 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q8N6H7

Артикул: CM0023487



введение

Кроличьи поликлональные антитела против ARFGAP2, GAP-белка для ARF1, участвующего в транспорте между ЭПР и аппаратом Гольджи. Валидированы для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ELISA на образцах человека, мыши, крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ARFGAP2 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	IRZ; ZFP289; ZNF289; NBLA10535; ARFGAP2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	84364
GeneID	84364
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 242-521 белка ARFGAP2 человека (NP_115765.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8N6H7
Молекулярная масса белка	57 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом