


Кроличья Поликлональная Антитело Против Arfgef1 Для Wb, Elisa — Q9Y6D6

Артикул: CM0019333



введение

Кроличья поликлональная антитело против ARFGEF1 распознает человеческий ARFGEF1 (BIG1) — гуаниннуклеотидобменный фактор с молекулярной массой 209 кДа, ассоциированный с аппаратом Гольджи. Подходит для применений WB и ELISA в исследованиях везикулярного трафика, идеально подходит для изучения структуры аппарата Гольджи, клеточной полярности и созревания интегринов в образцах человека.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ARFGEF1 кроличья pAb
Примечания/Алиасы	BIG1; P200; DEDISB; ARFGEF1; ARFGEF1
Вид	Человек
ID гена (человек)	10565
ID гена	10565
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 220–420 человеческого ARFGEF1 (NP_006412.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9Y6D6
Молекулярная масса белка	209 кДа
Доставка	Холодовая упаковка