

Анти-Arfrp1 Поликлональные Кроличьи Антитела Для Вест Облоттинга И Ифа - Q13795

Артикул: CM0017599

введение

Анти-ARFRP1 поликлональные кроличьи антитела для Вестерн-блоттинга и ИФА. Распознают человеческий, мышинный и крысиный ARFRP1, транс-Гольджи GTPазу, регулирующую сортировку белков и липидацию липопотеинов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ARFRP1 кроличьи пАт
Примечания/Псевдоним	ARP; Arp1; ARL18; ARFRP1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10139
GeneID	10139
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-201 человеческого ARFRP1 (NP_001254476.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13795
Молекулярный вес белка	23кДа
Доставка	Сумка со льдом