


Кроличья Поликлональная Антитела Против Аргиназы 1 (Arg1) Для Вестерн-Блоттинга, If-P, Elisa - P05089

Артикул: CM0019168



введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческую аргиназу 1 (ARG1), валидированные для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммунопероксидазы и ELISA. Перекрестно реагируют с мышинным и крысиным белком. Подходят для изучения цикла мочевины и иммунной регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела к аргиназе 1 (ARG1)
Примечания/Альтернативные названия	ARG1; аргиназа-1; Arginase 1 (ARG1)
Вид	Человек
GeneID (человек)	383
GeneID	383
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-322 человеческой аргиназы 1 (ARG1) (NP_000036.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммунопероксидаза (IF-P), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P05089
Молекулярная масса белка	35 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом