

Кроличья Поликлональная Антитела Против Arginase-1 Для Вестерн-Блоттинга, If-P, Elisa - Q61176

Артикул: CM0019598

введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на мышинный Arginase-1 (Arg-1), валидированы для Вестерн-блоттинга, IF-P и ELISA. Перекрестно реагируют с крысой. Идеальны для изучения цикла мочевины, поляризации макрофагов и ускользания опухоли от иммунного ответа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Arginase-1 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	AI; PGIF; Arg-1; Arginase-1
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	383
GeneID (Мышь)	11846
Иммуноген	Рекомбинантный белок мышинного Arginase-1
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q61176
Молекулярная масса белка	34 кДа
Доставка	Холодовой пакет