


Кроличыи Моноклональные Антитела Против Аргиназы 2 (Arg2) Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Ифа (Elisa) - P78540

Артикул: CM0003955



введение

Кроличыи моноклональные антитела против человеческой аргиназы 2 (ARG2), валидированные для WB, IHC-P, ELISA. Нацелены на митохондриальную аргиназу-2, ключевой регулятор метаболизма аргинина, иммунного ответа и функции эндотелия. Идеально подходят для исследований в области иммунологии и метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Arginase 2 (ARG2) Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	ARG2; аргиназа 2; Arginase 2 (ARG2)
Вид	Человек
GeneID (человек)	384
GeneID	384
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 255-354 человеческой аргиназы 2 (ARG2) (P78540)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P78540
Молекулярный вес белка	39 кДа
Доставка	В ледяном пакете