

Анти-Argonaute-2 (Eif2C2) Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ukv8

Артикул: CM0030687



введение

Высококачественные поликлональные антитела кролика против человеческого Argonaute-2 (AGO2/EIF2C2). Валидированы для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции и ИФА. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеальны для исследований РНК-интерференции и сайленсинга генов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Argonaute-2 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	PPD; Q10; CASC7; EIF2C2; LESKRES; LINC00980; Argonaute-2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	27161
ID гена	27161
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 47-115 человеческого Argonaute-2 (NP_036286.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UKV8
Молекулярный вес белка	97кДа
Доставка	Сумка со льдом