

Кроличье Моноклональное Антитело Против Argonaute-2 Для Wb, IHC-P, IF/ICC, Ифа — Q9Ukv8

Артикул: CM0004710



введение

КД-проверенное кроличье моноклональное антитело к Argonaute-2 для Вестерн-блоттинга, ИHC-P, IF/ICC, ИФА. Валидировано для человеческих, мышиных и крысиных образцов. Идеально подходит для исследований РНК-интерференции и сайленсинга генов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[КД-проверенное] кроличье моноклональное антитело к Argonaute-2
Примечания/алиасы	PPD; Q10; CASC7; EIF2C2; LESKRES; LINC00980
Вид	Человек
ID гена (человек)	27161
ID гена	27161
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 101-200 человеческого Argonaute-2 (NP_036286.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ИHC-P, IF/ICC, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UKV8
Молекулярная масса белка	97 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с холодоэлементами