

Поликлональные Кроличьи Антитела Против Argonaute-2 Для Wb, IHC-P, Elisa - Q9Ukv8

Артикул: CM0030556



введение

Поликлональные кроличьи антитела против Argonaute-2 (pAb), валидированные для WB, IHC-P, ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Argonaute-2 является ключевым компонентом RISC, опосредующим сайленсинг генов под управлением miRNA/siRNA для исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Argonaute-2 кроличьи pAb
Примечания/Псевдонимы	PPD; Q10; CASC7; EIF2C2; LESKRES; LINC00980; Argonaute-2
Вид	Человек
GeneID (человек)	27161
GeneID	27161
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого Argonaute-2 (NP_036286.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UKV8
Молекулярный вес белка	97кДа
Доставка	Сумка со льдом