


Кроличья Поликлональная Анти-Arhgap1 Антитело Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иммунопреципитации (Ip), Elisa - Q07960

Артикул: CM0027541



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого белка ARHGAP1, активирующего Rho GTPазу и регулирующего Cdc42, Rac и Rho. Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB), иммунопреципитации (IP) и ELISA; перекрестно реагирует с человеческим, мышиным и крысиным белками.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ARHGAP1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	RHOGAP; RHOGAP1; CDC42GAP; p50rhoGAP; ARHGAP1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	392
ID гена	392
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 210-439 человеческого белка ARHGAP1 (NP_004299.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунопреципитация (IP), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q07960
Молекулярная масса белка	50 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом