

Кроличья Поликлональная Анти-Arhgap11b Антитело Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q3Krb8

Артикул: CM0020840

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело к ARHGAP11B для Вестерн-блоттинга и ИФА. Нацелено на человеческий белок ARHGAP11B (SWISS: Q3KRB8), специфичный для гоминин и критически важный для развития неокортекса. Идеально для неврологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролижье pAb к ARHGAP11B
Примечания/Альтернативные названия	B'-T; FAM7B1; GAP (1-8); ARHGAP11B
Вид	Человек
GeneID (Человек)	89839
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 218-267 человеческого ARHGAP11B (NP_001034930.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q3KRB8
Молекулярная масса белка	30 кДа
Доставка	В пакете со льдом