

Поликлональное Антитело Против Arhgap22 Для Вестерн-Блота, Ифа - Q7Z5H3

Артикул: CM0022001

введение

Высококачественное поликлональное антитело против ARHGAP22, валидированное для Вестерн-блота и ИФА. Обнаруживает человеческий ARHGAP22, перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Идеально подходит для исследований ангиогенеза и регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против ARHGAP22
Примечания/Синонимы	RhoGAP2; RhoGap22; ARHGAP22
Вид	Человек
GeneID (Человек)	58504
GeneID	58504
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 510-650 человеческого ARHGAP22 (NP_001242953.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блот (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q7Z5H3
Молекулярная масса белка	77 кДа
Доставка	Холодильный пакет