

Кроличья Поликлональная Антитело Против Arhgap25 Для Wb, Elisa - P42331

Артикул: CM0017417



введение

Кроличья поликлональная антитело против ARHGAP25, валидированная для Вестерн-блота и ELISA. Обнаруживает ARHGAP25 человека, мыши и крысы. Подходит для исследований сигналинга Rho ГТФаз. - P42331

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ARHGAP25 кроличья поликлональная антитело (Rabbit pAb)
Примечания/псевдонимы	KAIA0053; HEL-S-308; ARHGAP25
Вид	Человек
ID гена (человек)	9938
ID гена	9938
Иммуноген	Рекомбинантный слизистый белок, содержащий аминокислоты 1-370 человеческого ARHGAP25 (NP_001159748.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P42331
Молекулярная масса белка	73 кДа
Доставка	Холодовой пакет