

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Arhgap25 Для Wb, Ihc-P — P42331

Артикул: CM0017516



введение

Поликлональное кроличье антитело, нацеленное на человеческий ARHGAP25 (Rho GTPase-активирующий белок 25), подходит для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Валидировано на образцах человека и мыши. Иммуноген соответствует аминокислотам 1–370.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ARHGAP25 Rabbit pAb
Примечания/синоним	KAIA0053; HEL-S-308; ARHGAP25
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	9938
Идентификатор гена	9938
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1–370 человеческого ARHGAP25 (NP_001159748.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P42331
Молекулярная масса белка	73 кДа
Условия доставки	Хладагент в пакете