

Поликлональные Антитела Против Arhgar44 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q17R89

Артикул: CM0028291

введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий ARHGAP44/RICH2 (ID гена: 9912). Валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА; проявляют перекрестную реактивность с мышиными и крысиными белками. Идеально подходят для исследования сигналинга Rho ГТФаз, синаптической пластичности и динамики дендритных шипиков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ARHGAP44, кроличьи поликлональные антитела
Примечания/алиасы	RICH2; NPC-A-10; ARHGAP44
Вид	Человек
ID гена (человек)	9912
ID гена	9912
Иммуноген	Рекомбинантный сливаемый белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 666-772 человеческого ARHGAP44 (NP_055674.4).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q17R89
Молекулярная масса белка	89 кДа
Доставка	Ледяной пакет