

Поликлональное Антитело Против Arhgef10L (Кролик) Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Hce6

Артикул: CM0022695

введение

Поликлональное антитело кролика против ARHGEF10L (GrinchGEF), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА на образцах человека и крысы. Нацелено на Rho гуанин-нуклеотид обменный фактор, участвующий в регуляции цитоскелета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ARHGEF10L Кролик pAb
Примечания/Алиасы	GrinchGEF; ARHGEF10L
Вид	Человек
ID гена (человек)	55160
ID гена	55160
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1120-1230 человеческого ARHGEF10L (NP_001011722)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q9HCE6
Молекулярная масса белка	140 кДа
Доставка	В пакете со льдом