

Кроличья Поликлональная Антитела Anti-Arhgef11 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иммуногистохимии (Ihc-P), Elisa - O15085

Артикул: CM0025909



введение

Кроличьи поликлональные антитела Anti-ARHGEF11, подходящие для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии (IHC-P) и ELISA. Определяют ARHGEF11 человека и мыши, фактор обмена гуаниновых нуклеотидов Rho, участвующий в регуляции GTPазы RhoA и росте нейритов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ARHGEF11 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	GTRAP48; PDZ-RHOGEF; ARHGEF11
Вид	Человек
ID гена (Человек)	9826
ID гена	9826
Иммуноген	Синтетический пептид; синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 белка ARHGEF11 человека (O15085).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	O15085
Молекулярная масса белка	168 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом