


Кроличья Поликлональная Анти-Arhgef2 Антитело Для Вестерн-Блоттинга И Elisa - Q92974

Артикул: CM0028667



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий ARHGEF2 (GEF-H1), валидированное для Вестерн-блоттинга и ELISA. Этот Rho GEF регулирует подвижность клеток, врожденный иммунитет и проницаемость эпителия, что делает его ценным для исследований сигнальных путей и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ARHGEF2 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	GEF; Lfc; P40; GEFH1; LFP40; GEF-H1; NEDMHM; ARHGEF2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	9181
GeneID	9181
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 850-950 человеческого ARHGEF2 (NP_001155855.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q92974
Молекулярная масса белка	112 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом