

Кроличья Поликлональная Антитело Против Arhgef3 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Nr81

Артикул: CM0031007

введение

Кроличья поликлональное антитело, направленное против человеческого ARHGEF3 (GEF3/STA3/XPLN), валидированное для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA), обнаруживает человеческий и мышиный виды. Подходит для исследований сигнальных путей RhoA/RhoB и динамики цитоскелета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ARHGEF3 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	GEF3; STA3; XPLN; ARHGEF3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	50650
GeneID	50650
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 287-526 человеческого ARHGEF3 (NP_062455.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9NR81
Молекулярный вес белка	60 кДа
Доставка	Сумка со льдом