

Поликлональные Антитела Против Arhgef5 Для Ihc-P, Elisa - Q12774

Артикул: CM0019465

введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого ARHGEF5 (Ephexin-3), валидированные для ИHC-P и ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Обнаруживают белок массой 177 кДа. Подходят для изучения сигнальных путей Rho GTPase, динамики актина и онкогенных процессов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ARHGEF5 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	P60, TIM, GEF5, TIM1, ARHGEF5
Вид	Человек
GeneID (человек)	7984
GeneID	7984
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1248-1597 человеческого ARHGEF5 (NP_005426.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ИHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q12774
Молекулярный вес белка	177 кДа
Доставка	С ледяным пакетом