

Кроличьи Поликлональные Антитела Anti-Arhgef7 Для Wb, Elisa - Q14155

Артикул: CM0013218



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого ARHGEF7 (Beta-Pix/COOL-1), валидированные для WB и ELISA.

Перекрестно реагирует с антигенами человека и мыши; детектирует белок Rho GEF с молекулярной массой ~90 кДа, участвующий в миграции клеток и формировании синапсов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ARHGEF7 кроличья pAb
Примечания/синонимы	P50; P85; PAK3; PIXB; COOL1; P50BP; COOL-1; P85SPR; BETA-PIX; P85COOL1; Nbla10314; ARHGEF7
Вид	Человек
ID гена (человек)	8874
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-260 человеческого ARHGEF7 (NP_001106984.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q14155
Молекулярная масса белка	90 кДа
Доставка	Холодовой пакет