

Кроличья Поликлональная Антитело Против Arhgef9 Для Иф/Иц И Ифа — O43307

Артикул: CM0021741



введение

Кроличья поликлональная антитело, направленная против человеческого ARHGEF9 (Коллибистин), валидированная для ИФ/ИЦ и ИФА. Распознает эндогенный белок ARHGEF9 с предсказанной молекулярной массой 61 кДа. Идеально подходит для нейробиологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья поликлональная антитело к ARHGEF9
Примечания/Альтернативные названия	DEE8; PEM2; EIEE8; PEM-2; HPEM-2; COLLYBISTIN
Вид	Человек
GeneID (человек)	23229
GeneID	23229
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ИФ/ИЦ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O43307
Молекулярная масса белка	61 кДа
Доставка	Ледяной пакет