


Моноклональное Антитело К Arid1A Для Ihc-P, If/Icc, Elisa - O14497

Артикул: CM0002468



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого ARID1A (SWISS: O14497).
Подходит для IHC-P, IF/ICC, ELISA.
Перекрестно реагирует с человеком, мышью, крысой. Иммуноген: рекомбинантный белковый фрагмент (aa 1204-1314).
Идеально для исследований ремоделирования хроматина и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ARID1A Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	ELD; B120; CSS2; OSA1; P270; hELD; BM029; MRD14; hOSA1; BAF250; C1orf4; BAF250a; SMARCF1; ARID1A
Вид	Человек
ID гена	8289 (Человек)
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1204-1314 человеческого ARID1A (O14497)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O14497
Молекулярная масса белка	242 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом