


Поликлональные Антитела Против Arid1B Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8Nfd5

Артикул: CM0016408



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого ARID1B (BAF250B).
Валидированы для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA;
перекрестная реакция с мышью и крысой.
Подходят для исследований
ремоделирования хроматина и нейрогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ARID1B Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	CSS1; OSA2; 6A3-5; DAN15; MRD12; P250R; BRIGHT; BAF250B; SMARCF2; ELD/OSA1; ARID1B
Вид	Человек
GeneID (Человек)	57492
GeneID	57492
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 400-650 человеческого ARID1B (NP_059989.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8NFD5
Молекулярный вес белка	244кДа
Доставка	Сумка со льдом