


Поликлональное Антитело Anti-Arid2 Для Вестерн-Блоттинга, Иммунопреципитации, Elisa - Q68Cp9

Артикул: CM0025531



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий белок ARID2 (BAF200), субъединицу хроматин-ремоделирующего комплекса SWI/SNF, участвующую в регуляции транскрипции. Валидировано для применения в Вестерн-блоттинге, Иммунопреципитации и ELISA.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ARID2 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	CSS6; p200; BAF200; SMARCF3; ARID2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	196528
GeneID	196528
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1586-1835 человеческого ARID2 (NP_689854.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, Иммунопреципитация, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q68CP9
Молекулярная масса белка	197 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом