


## Поликлональные Антитела Против Arid3A Для Вб, Игг-П, Ип, Ифа — Q99856

Артикул: CM0026935



### введение

Кроличы поликлональные антитела к ARID3A для ВБ, ИГГ-П, ИП, ИФА. Реагируют с антигенами человека, мыши и крысы. Валидированы для исследований дифференцировки В-клеток и клеточного цикла. Молекулярная масса белка — 63 кДа.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                           |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Кроличы поликлональные антитела к ARID3A                                                                           |
| Примечания/синонимы       | DRIL1; DRIL3; BRIGHT; E2FBP1; ARID3A                                                                               |
| Вид                       | Человек                                                                                                            |
| ID гена                   | 1820                                                                                                               |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 324-593 человеческого ARID3A (NP_005215.1). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                             |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                            |
| Применение                | ВБ, ИГГ-П, ИП, ИФА                                                                                                 |
| Перекрестная реактивность | Человек, мышь, крыса                                                                                               |
| SWISS                     | Q99856                                                                                                             |
| Молекулярная масса белка  | 63 кДа                                                                                                             |
| Доставка                  | Холодовой пакет                                                                                                    |